



## Produktový a technický list

Výrobek: **Latexové vyšetřovací rukavice bez pudru, nesterilní**

Materiál: vysoce kvalitní přírodní latex

Barva: přírodní bílá

Design: pravolevé se zesíleným okrajem

Povrch: hladký, vláčný

Balení: 100 ks v krabičce, 10xkrabička v kartonu

Podmínky skladování: skladovatelné 5 let od data výroby v suchu a bez přímého slunečního světla

### Rozměry:

<b>Délka (mm)</b>	všechny velikosti	Min 240			
<b>Šířka dlaně (mm)</b>	XS	76 +/- 3			
	S	84 +/- 3			
	M	94 +/- 3			
	L	105 +/- 3			
	XL	113 +/- 3			
<b>Tloušťka (mm)</b>	všechny velikosti	Prsty 0.13 +/- 0.02			
		Dlaň 0.12 +/- 0.02			

### Fyzikální vlastnosti:

<b>Popis</b>	před stárnutím	po stárnutí			
<b>Prodloužení při přetržení (%)</b>	min 650	min 500			
<b>Pevnost v tahu (Mpa)</b>	min 18	min 14			

## Zkušební parametry:

Kriteria	Stupeň	AQL
Rozměry	S2	4.0
Fyzikální vlastnosti	S2	4.0
Test těsnosti	G1	1.5
Vizuální zkouška na větší vady	G1	2.5
Vizuální zkouška na menší vady	G1	4.0
Vady na obalech regulační	G1	**
Vady na obalech vizuální	G1	4.0
Vady na obalech kritické (včetně počtu rukavic)	S2	4.0
Zbytky pudru	N = 5	

Ve shodě s normami:

GMP, ISO9001, EN455, ASTM D3578-05

