



Produktový a technický list

Výrobek: **Latexové vyšetřovací rukavice s pudrem, nesterilní**

Materiál: vysoce kvalitní přírodní latex

Pudr: vstřebatelný kukuřičný škrob USPXX1

Barva: přírodní bílá

Design: pravolevé se zesíleným okrajem

Povrch: hladký, vláčný

Balení: 100 ks v krabičce, 10xkrabička v kartonu

Podmínky skladování: skladovatelné 5 let od data výroby v suchu a bez přímého slunečního světla

Rozměry:

Délka (mm)	všechny velikosti	Min 240			
Šířka dlaně (mm)	XS	76 +/- 3			
	S	84 +/- 3			
	M	94 +/- 3			
	L	105 +/- 3			
	XL	113 +/- 3			
Tloušťka (mm)	všechny velikosti	Prsty 0.15 +/- 0.02			
		Dlaň 0.10 +/- 0.02			

Fyzikální vlastnosti:

Popis	před stárnutím	po stárnutí			
Prodloužení při přetržení (%)	min 650	min 500			
Pevnost v tahu (Mpa)	min 18	min 14			

Zkušební parametry:

Kriteria	Stupeň	AQL
Rozměry	S2	4.0
Fyzikální vlastnosti	S2	4.0
Test těsnosti	GI	1.5
Vizuální zkouška na větší vady	GI	2.5
Vizuální zkouška na menší vady	GI	4.0
Vady na obalech regulační	GI	**
Vady na obalech vizuální	GI	4.0
Vady na obalech kritické (včetně počtu rukavic)	S2	4.0
Množství pudru	N = 2	

Ve shodě s normami:

GMP, FDA, USP, ISO9001, EN455, ASTM D3578-05

