



## Produktový a technický list

Výrobek: **Nitrilové rukavice bez pudru, nesterilní**

Materiál: syntetický polymer (umělá guma, bez latexu)

Barva: modrá

Design: pravolevé se zesíleným okrajem

Povrch: hladký, vláčný, s jemnou texturou v prstové části

Balení: 100 ks v krabičce, 10xkrabička v kartonu

Podmínky skladování: skladovatelné 5 let od data výroby v suchu a bez přímého slunečního světla a do 30 st. Celsia

### Rozměry:

<b>Délka (mm)</b>	všechny velikosti	Min 240			
<b>Šířka dlaně (mm)</b>	XS	76 +/- 3			
	S	84 +/- 3			
	M	94 +/- 3			
	L	105 +/- 3			
	XL	113 +/- 3			
<b>Tloušťka (mm)</b>	všechny velikosti	Prsty 0.05 min			
		Dlaň 0.05 min			

### Fyzikální vlastnosti:

<b>Popis</b>	před stárnutím	po stárnutí			
<b>Prodloužení při přetržení (%)</b>	min 500	min 400			
<b>Pevnost v tahu (Mpa)</b>	min 14	min 14			

## Zkušební parametry:

Kriteria	Stupeň	AQL
Rozměry	průměrná ze 13-ti testovaných kusů	
Fyzikální vlastnosti	průměrná ze 13-ti testovaných kusů	
Test těsnosti	GI	1.5
Vizuální zkouška na větší vady	GI	2.5
Vizuální zkouška na menší vady	GI	4.0
Vady na obalech regulační	GI	**
Vady na obalech vizuální	GI	4.0
Vady na obalech kritické (včetně počtu rukavic)	S2	4.0
Zbytky pudru	N = 5	

Ve shodě s normami:

GMP, ISO9001, EN455, ASTM D6319

