



## Produktový a technický list

- Výrobek: **Operační rukavice bez pudru, sterilní**
- Materiál: vysoce kvalitní přírodní latex, sterilizováno Gamma Ray zářením
- Barva: přírodní až bílá
- Design: párové provedení (pravá – levá), zesílený okraj
- Povrch: texturovaný
- Balení: 50 jednotlivě balených párů v kartonu
- Podmínky skladování: skladovatelné 5 let od data výroby v suchu při teplotách do 30 st. Celsia

### Rozměry:

Délka (mm)	všechny velikosti	Min 280
	5,5	71+/-5
	6	77+/-5
	6.5	83+/-5
Šířka dlaně (mm)	7	89+/-5
	7.5	95+/-5
	8	102+/-6
	8.5	108+/-6
	9	115+/-5
Tloušťka (mm)	všechny velikosti	Prsty min 0.10
		Dlaň min 0.10
		Manžeta min 0.10

### Fyzikální vlastnosti:

Popis	před stárnutím	po stárnutí
Prodloužení při přetržení (%)	min 750	min 560
Pevnost v tahu (Mpa)	min 24	min 18

Ve shodě s normami:

GMP, ISO9001, ISO 13485, EN455, ASTM D3577

